



## Lecteurs de glycémie

Tableau mis à jour le

01/06/2017

Laboratoire	Lecteur	Bandelette ou électrodes	Mémoires horodatées (+/-)	T° utilisation du lecteur Altitude (m)	Temps de lecture (s)	Technique Vol de sang (µL)	Logiciel	Autopiqueur	Lancettes (diamètre)
<b>ABBOTT Diabetes Care</b> <b>N° Vert</b> <b>0 800 101 156</b>	<b>Freestyle Optium Néo</b> Mesure de la glycémie et la cétonémie	Freestyle Optium (mesure glycémie) 100 / boîte		15 à 40°	5	0,6 µL	OUI		Free Style Papillon Lancets (boîte de 200) 28G
		Freestyle Optium β cétone 10 / boîte (35€1)		18 à 30°	10	1,5 µL			
	<b>Free Style Papillon (!)</b> <b>InsuLinx</b>	Free Style Papillon Easy 100 / boîte	500 HD +	4 à 40°C 3048m	4	Aspiration / capillarité 0,3 µL	OUI	Easy Touch	
	<b>Free Style Papillon (!)</b> <b>Vision</b>	Free Style Papillon Easy 100 / boîte	400 HD +	4 à 40°C 3048m	4	Aspiration / capillarité 0,3 µL	OUI	Easy Touch	
	<b>Free Style Libre (!)</b> <b>1 capteur (14 jours)</b>	Freestyle Optium (mesure glycémie) 100 / boîte  Freestyle Optium β cétone 10 / boîte (35€1)	400 HD + historique des taux de glucose / Flèche de tendance	10 à 45°C 3048m	4	Aspiration / capillarité 0,3 µL	OUI	3 scans par jour	
> prescription diabétologique initiale, prise en charge pour patients type 1/2 traités par pompe ou au - 3 injections d'insuline par jour > <a href="#">Voir arrêté du 4 mai 2017 (publié JO du 5 mai 2017)</a>									
<b>AXIMED</b> <b>33 (0) 4 72 16 01 01</b>	<b>Autosense</b>  <b>Autosense voice</b> lecteur sde glycémie parlant (no coding)	autosense bdlet 50 / boîte	500 HD	10 à 40°C	5	Aspiration / capillarité 0,5 µL	OUI		
<b>ASCENSIA</b> <b>N° Vert :</b> <b>0 800 34 22 38</b>	<b>CONTOUR XT</b>	CONTOUR NEXT 50 / boîte	480 HD+	5 à 45°C + de 6000m	5	Capillarité 0,6µL	OUI	Microlet NEXT (sites alternatifs)	Microlet lancets 200 / boîte (0,62mn)
	<b>CONTOUR NEXT ONE</b>	CONTOUR NEXT 50 / boîte	800 HD+	5 à 45°C	5	Capillarité 0,6µL	OUI		
<b>DINNO-SANTE</b> <b>N° Vert</b> <b>0 800 697 598</b>	<b>Dino PAM 2.0 : Pour primo équipement</b> lecteur + Tensiomètre poignet (microlife)	Care Sens N	250 HD+	10 à 40°	5s	Aspiration / Capillarité 0,5 µL	Oui	Vitrex compact	Lancettes Vitrex 200 / boîte - très fines (30G) - extra fines (32G)
	<b>Dino Lecteur S+ :</b>	- 1 lecteur Care Sens N - 1 housse - 1 carte service + pour prêt gratuit tensiomètre ou second lecteur							
	<b>DINO Tandem :</b> Contient 2 lecteurs	- 1 lecteur Care Sens N - 1 lecteur Care Sens N Pop - 2 autopiqueurs - 2 housses							
<b>EVOLU PHARM</b> <b>0820207014</b>	<b>One code Vocal</b>	No coding Test parlant				Aspiration / Capillarité 0,5 µL	Oui	Oui	



## Lecteurs de glycémie

Tableau mis à jour le

01/06/2017

Laboratoire	Lecteur	Bandelette ou électrodes	Mémoires horodatées (+/-)	T° utilisation du lecteur Altitude (m)	Temps de lecture (s)	Technique Vol de sang (µl)	Logiciel	Autopiqueur	Lancettes (diamètre)
<b>LIFESCAN</b> N° Vert : 0 800 459 459	One Touch Verio avec application mobile OneTouch Reveal	One Touch Verio 100 / boîte	500 Mémoires horodatées	6 à 44°C 3048m	5	Aspiration / capillarité 0,4µL	OUI	One Touch Delica	Delica 200 / boîte (0,32mn)
	One Touch Verio IQ avec application mobile OneTouch Reveal								
	One Touch Verio Flex avec application mobile OneTouch Reveal								
	One Touch Select Plus avec application mobile OneTouch Reveal	One Touch Select Plus 100 / boîte							
<b>MENARINI</b> N° Vert : 0 800 102 602	<b>Glucofix Tech</b> avec application mobile <b>GlucoLog Lite et GlucoLog Mobile</b>	Glucofix ID Sensor 50 / boîte	730 HD +	5 à 45°C (mesures optimales 10 à 40°)	5s	Aspiration / capillarité 0,5 µL	OUI	Glucosject Dual (sites alternatifs)	Lancettes éjectables Glucosject Lancets 200 / boîte (0,315mn)
<b>ROCHE</b> N° Vert 0 800 272 693	<b>Accu-check Mobile</b> (calibration auto)	Cassette intégrée de 50 glycémies	2000 HD+	10 à 40°C 4000m	5	Capillarité 0,3µL	OUI	ACCU-CHECK FASTCLIX (sites alternatifs) 6 lancettes intégrées dans un barillet	Barrillet FASTCLIX 204 / boîte (0,30mn)
	<b>Accu-check Performa</b>	Accu-check Performa 50 / boîte	500 HD+	6 à 44°C 7000m	5	Capillarité 0,6µL	OUI		
	<b>Accu-check Performa Nano</b>								
<b>SANOFI AVENTIS</b> N° Vert 0 800 10 52 53 (24h/24 et 7J/7)	<b>BG Star</b> Autosense vocal (français, allemand, anglais)	BG Star (boîte de 50 ou 100)	1865 HD+ + indicateur repas si fonction activée	10 à 40° 3045m	6	Aspiration / capillarité 0,5 µL	OUI	Stylo BG Star	My Star Sylk feel8G Ultra mince : 33G (boîte de 50 ou 100)
	<b>My Star Extra</b> Estimation HbA1c	BG Star (boîte de 50 ou 100)	1865 HD+ + indicateur repas + A1c estimée	10 à 40° 3048m	6	Aspiration / capillarité 0,5 µL	OUI		
	<b>My Star Plus</b> Petit et léger	BG Star (boîte de 50 ou 100)	1865 HD+	10 à 40° 3048m	5	Aspiration / capillarité 0,5 µL	OUI		
<b>YPSOMED</b> N° Vert 0 800 883 058	<b>Mylife PURA</b>  <b>Mylife UNIO</b>	Bandelettes autocodées (pas de réglage à faire)	500 HD+	10 à 40°C	5	Capillarité 1µL	OUI	Mylife Softlance (sites alternatifs)	Mylife Lancets (boîte de 200)

(!) Information concernant les lecteurs de glycémie ne devant pas être utilisés chez les patients en dialyse péritonéale avec Extraneal®

[Voir recommandations de l'Afssaps](#)